

PROSARC S.A. ESP
NIT 900.079.188-0

Nit: 900.079.188-0

MANIFIESTA:

No. 71605

Que el generador:

Empresa: LM INSTRUMENTS S.A	NIT: 800.077.635-1
Dirección: Calle 24 #95-12 (Municipio:Bogotá D.C.) (Sede de Almacenamiento Portos)	Ciudad: Bogotá D.C.

Por intermedio de la empresa transportadora:


Empresa: PROSARC	NIT: 900.079.188-0
Dirección: KM 6 VIA LA MESA SUB ESTACIÓN BALSILLAS (Mosquera)	Ciudad: Mosquera

Entrego su(s) residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento y disposición final de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	27 de Noviembre del 2025		
Numero de Recibo de Materiales	83907		
Descripción del Material	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	PESO (kg)
	Repuestos e insumos de equipos biomédicos	N/A	11
	Equipos Biomédicos	N/A	125
Cantidad Total (kg)	136 kg		
Mes del Tratamiento	Noviembre del 2025		
Observaciones	Ninguna.		

El material fue entregado al gestor (**RAOC S.A.S.**), empresa autorizada para el tratamiento **Despiece y disposición de RAEE** de acuerdo con los requerimientos técnicos y ambientales establecidos.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 04 de Diciembre del 2025.

DUVAN CAMPOS
Jefe de LogísticaJOHN JAWER LOPEZ
Vo. Bo.
Director de PlantaVICTOR VELASCO
Jefe TécnicoLa lectura de este QR lo llevara a: <https://sispro.prosarc.com>

Planta de procesos: kilómetro 6, vía a la mesa
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**
Telefax: (571) 742 5395 – 7425417
Celular: 317 667 3032 – 317 667 3035

Sede administrativa y comercial:
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**
PBX-FAX 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895
www.prosarc.com

ANEXO # 71605

RAEE		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	SERIAL
TJF-Q180V	Video Duodenoscopio	2934187
TJF-Q180V	VIDEO DUODENOSCOPIO	2304354
Kit Demo OEV-261H	Kit demo monitor con transformador OEV-261H	7351548
H-1200	Equipo de Admon. y Calentamiento, detector de aire	S10000098
HL-90	Calentador de Fluido y sangre Normotermico HOTLINE	S10001005
HL-90	Calentador de Fluido y sangre Normotermico HOTLINE	S101A01807
HL-90	Calentador de Fluido y sangre Normotermico HOTLINE	S101A01823
EQ-5000	Unidad de Calentamiento EQUATOR Modelo EQ-5000	S102A01530
EQ-5000	Unidad de Calentamiento EQUATOR Modelo EQ-5000	S102A01541
EQ-5000	Unidad de Calentamiento EQUATOR Modelo EQ-5000	S101A04750
EQ-5000	Unidad de Calentamiento EQUATOR Modelo EQ-5000	S101A04749
EQ-5000	Unidad de Calentamiento EQUATOR Modelo EQ-5000	S101A04748
21-6300-08	Bomba de Infusion ambulatoria CADD - Legacy PCA	257711
21-6300-08	Bomba de Infusion ambulatoria CADD - Legacy PCA	257717
21-6300-08	Bomba de Infusion ambulatoria CADD - Legacy PCA	265306
21-6300-08	Bomba de Infusion ambulatoria CADD - Legacy PCA	239994
21-6300-08	Bomba de Infusion ambulatoria CADD - Legacy PCA	267249
21-6300-08	Bomba de Infusion ambulatoria CADD - Legacy PCA	265372
21-6300-08	Bomba de Infusion ambulatoria CADD - Legacy PCA	257708
TJ0010	GRAMERA	BJ534586
20-18-666	Medidor de Prueba.	15-0051
DA 2006P	ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR	73961674H
Partes y Repuestos de reparaciones realizadas en los laboratorios de Bogotá y Medellín.		